


SomnoDent® **Fusion** – ergonominen ja tarkka



Ruuvien säätö
– 1 mm ... + 5 mm

& **Siivekkeiden** vaihto
enintään + 3 mm

Fusion suunniteltu optimaaliseen ja ergonomiseen terapeuttiseen protruusioon.

SomnoDent® FUSION – Laite
sovitetaan säätämällä siivekkeitä
ja ruuveja.


SomnoMed[®]
The Leader In COAT™
(Continuous Open Airway Therapy)

SomnoDent® FUSION

Fusion edustaa uudenlaista muotoilua, joka perustuu luotettavaan SomnoDent-säätötekнологiaan ja sisältää vaihdettavat siivekkeet. Koska laitteen säätö on entistä joustavampaa, alaleuan sopiva eteensiirto voidaan määrittää entistä tarkemmin ja ergonomisemmin obstruktiivisen uniapnean hoidossa (OSAS).



Luotettava säätömenetelmä helpottaa sopivan alaleuan asennon määrittystä (- 1 mm ... + 5 mm).



Vaihdettavat siivekkeet mahdollistavat siivekkeen asennon yksilöllisen ja ergonomisen säädön.



Patentoidut vaihdettavat **siivekkeet** on suunniteltu takaamaan optimoitu ja ergonominen asento (siivekkeissä on neljä säätövaihtoehtoa 0–3 mm).

- ✓ Ergonominen hienosäätö
- ✓ Vähentää sivusuuntaista liikettä myös voimakkaassa alaleuan eteensiirroissa
- ✓ Sopivan alaleuan hoitoasennon tarkka säätö