


# SomnoDent® **Fusion** – ergonomisk och exakt



Justera **skruvarna**  
– 1 mm till + 5 mm

&

Ändra **vingarna**  
upp till + 3 mm

**Fusion** designad för optimala ergonomiska terapeutiska protrusionsnivåer.

SomnoDent® FUSION kan titreras genom att ändra vingarna och justera skruvarna.

  
**SomnoMed**<sup>®</sup>  
*The Leader In COAT™*  
(Continuous Open Airway Therapy)

## SomnoDent® FUSION

Fusion är en ny konstruktion som bygger på den redan beprövade SomnoDent titreringsmekaniken och erbjuder innovativa utbytbara vingar. Tillsammans med en ökad flexibilitet och justeringsmöjlighet, kan den terapeutiska nivån av protrusionen nu bestämmas ännu mer exakt och ergonomiskt vid behandling av obstruktiv sömnapné (OSAS).



Beprövad **titreringsmetod** för att fastställa lämpligt protruderat läge (- 1 mm till + 5 mm).



Utbytbara vingar för individuell och ergonomisk anpassning av vingarnas läge.



Patenterade utbytbara **vingar** är utformade för att ge optimerade ergonomiska terapeutiska protrusionsnivåer (vingar med fyra justeringsnivåer 0 – 3 mm).

- ✓ Ergonomisk finjustering
- ✓ Minskad rörelse i sidled även vid höga nivåer av protrusion
- ✓ Korrekt inställning av terapeutisk protruderat läge